



item # 12105KDR-2



item # 12106KDR-2

bath bench

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

## installation instructions

WEIGHT CAPACITY 300 LBS

1. Turn bath bench upside down on flat surface
2. Insert legs in bath bench. The legs are color coded with a dot. Match the color dot to the dot on the bottom of the bench to ensure the proper leg angle. Be sure snap buttons pop out through legs completely (Figure1).
3. Turn bath bench with legs attached over so all four legs are on the floor.
4. For Item# 12105KDR-2, slide back into tubing (Figure 2). Be sure snap buttons pop out completely.

### ADJUSTING LEG EXTENSIONS:

**NOTE:** Refer to INSTALLATIONS WARNINGS in the SAFETY SUMMARY in this instruction sheet.

1. Select one (1) of the eight (8) adjustment holes located on the lower leg frame.
2. Depress the snap button and slide the adjustable leg up or down to the desired height.
3. Ensure that the snap buttons fully protrude through the same respective adjustment hole of each leg extension.
4. Repeat STEPS 2-3 for the other legs.
5. Make sure all four (4) legs are adjusted to the same height so that the bath bench sits level.

FIGURE 1



FIGURE 2



## instrucciones de instalación

CAPACIDAD 300 LBS DE PESO

1. Ponga el banco para baño patas para arriba sobre una superficie plana.
2. Inserte las patas en el banco para baño. Las patas son identificadas por colores con un punto. Empareje el punto del color en la pata al punto en el fondo del banco para asegurar el ángulo apropiado de la pata. Asegúrese que los botones de presión salgan completamente a través de las patas (Figura1).
3. Dé vuelta el banco para baño con las patas colocadas de tal forma que las cuatro patas apoyen sobre el piso.

4. Item# 12105KDR-2, deslice el respaldar en los tubos (Figura 2). Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente.

### AJUSTANDO LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS:

**NOTA:** Remítase a PRECAUCIONES SOBRE INSTALACIONES en el RESUMEN SOBRE SEGURIDAD en esta hoja de instrucciones.

1. Seleccione uno (1) de los ocho (8) orificios de ajuste localizados en el marco de la pata inferior.
2. Apriete el botón de presión y deslice la pata ajustable hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
3. Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente a través del respectivo orificio de ajuste de cada extensión de la pata.

4. Repita los PASOS 2-3 para las otras patas.

FIGURA 1



FIGURA 2



# directives d'installation

## CAPACITÉ DE POIDS DE 300 LBS

1. Retournez la banquette de bain à l'envers sur une surface plane.
2. Insérez les pieds de la banquette. Les jambes ont les codes de couleurs en forme d'un point. Coordonner le point colore sur la jambe, jusqu'au point au fond du banc pour garantir l'angle approprié. Assurez-vous que les boutons poussoirs des pieds sont complètement sortis (Figure1).
3. Après avoir fixé les pieds, retournez la banquette à l'endroit et assurez-vous que les quatre pieds sont tous de niveau sur le sol.
4. Item# 12105KDR-2, glissez à nouveau dans la tubulure (Figure 2). Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont complètement sortis.

### RÉGLAGE DES EXTENSIONS DES PIEDS :

**REMARQUE :** Se référer aux MISES EN GARDE DE MONTAGE dans le RÉSUMÉ DES MESURES DE SÉCURITÉ de cette feuille d'instructions.

1. Choisissez l'un (1) des huit (8) trous d'ajustement situés sur le cadre inférieur des pieds.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir et glissez le pied ajustable en montant ou en descendant jusqu'à la hauteur désirée.
3. Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont complètement sortis et à la même hauteur sur chaque extension de pied.
4. Répétez l'ÉTAPE 2-3 pour les autres pieds.
5. Assurez-vous que les quatre (4) pieds sont ajustés à la même hauteur afin que la banquette de bain soit de niveau.

FIGURE 1



FIGURE 2



# lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

# garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

# garantie à vie limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés. Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China