

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

padded raised toilet seat
with four locking clamps

asiento para inodoro elevado
acolchado con cuatro grampas
con traba

siège surélevé de toilette
coussiné à quatre pinces
de fixation



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING


installation instructions




1. Remove Toilet Seat from carton.
2. Turn Clamp locks counter-clock wise to loosen clamp.
3. Position each clamp (A) over the toilet bowl until it rests securely on the bowl. (There is a second adjustment on the aluminum housing (B) that the clamp is attached to. To adjust, turn the entire clamp counter-clock wise until removed. There are 2 width adjustment holes for the clamp to fit in. Adjust as necessary).

NOTE: The black locks should be facing outward from the bowl.

4. Once the toilet seat is set on the bowl, tighten the black clamp lock clockwise until secure. Repeat on each clamp until all clamps are tight.
5. To remove toilet seat, reverse procedure and lift from bowl.



A



B

cleaning instructions

1. Use a non-abrasive mild detergent or household cleaner with warm water.
2. Rinse seat with warm water and wipe dry.
3. **DO NOT USE AN ABRASIVE CLEANER OR CLOTH** with this product, as damage may ensue.

caution

1. Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
2. Be sure that the clamps are tight at all times, thus securing the seat to the toilet bowl.
3. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.



instrucciones para la instalación



1. Quite el Asiento Para Inodoro de la caja de cartón.
2. Gire las trabas de la grampas en sentido antihorario para aflojar la grampa.
3. Coloque cada grampa (A) sobre la taza del inodoro hasta que apoye firmemente sobre la taza. (Hay un segundo ajuste sobre la cubierta de aluminio (B) a la cual está adherida la grampa. Para ajustar, gire toda la grampa en sentido anti-horario hasta que salga. Hay dos agujeros amplios de ajuste para que la grampa se adapte. Ajuste tanto como sea necesario).

NOTA: Las trabas negras deberán estar mirando hacia afuera de la taza.

4. Una vez que el asiento de inodoro esté colocado en la taza, ajuste las trabas negras de las grampas en sentido horario hasta que estén firmes. Repita el procedimiento con cada grampa hasta que todas estén ajustadas.
5. Para quitar el asiento de inodoro, revierta el procedimiento y levántelo de la taza.



instrucciones para la limpieza

1. Use un detergente suave no abrasivo o un limpiador del hogar con agua tibia.
2. Enjuague el asiento con agua tibia y seque con trapo.
3. **NO USE UN LIMPIADOR ABRASIVO O TRAPO** con este producto ya que puede producirse daño.

precaución

1. Asegúrese siempre que el asiento esté correcta y firmemente trabado en su lugar antes de usarlo.
2. Asegúrese que las grampas estén ajustadas en todo momento, asegurando así el asiento a la taza del inodoro.
3. Usuarios físicamente disminuidas deberán ser supervisadas o asistidas siempre que usen este producto.


directives d'installation



1. Retirer le siège de son emballage.
2. Faire tourner les clés de serrement des pinces dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de desserrer les pinces.
3. Positionner chacune des pinces (A) sur le rebord de la cuvette de la toilette en s'assurant que le siège est bien stable. (Il existe un second orifice dans la base d'aluminium (B) soutenant la pince. Afin d'ajuster, desserrer la pince en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. Il existe 2 positions où installer la pince. Faire les ajustements requis).

NOTE : Les poignées noires doivent être orientées vers l'extérieur de la toilette.

4. Lorsque le siège est placé de manière stable sur la cuvette, faire tourner les poignées noires dans le sens des aiguilles d'une montre afin de solidement fixer les pinces au rebord de la cuvette. Répéter pour chacune des pinces.
5. Pour retirer le siège, effectuer les opérations précédentes, dans le sens inverse.



directives de nettoyage

1. Utiliser un détergent doux et non-abrasif ou un nettoyant tout-usage mélangé à de l'eau tiède
2. Rincer à l'eau tiède et essuyer.
3. **NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU CHIFFONS ABRASIFS** afin de ne pas endommager la surface.

mise en garde

1. Toujours s'assurer que le siège est solidement et correctement fixé avant chaque utilisation
2. S'assurer que la poignée d'ajustement sur le devant du siège, est toujours bien serrée afin de maintenir solidement le siège en place.
3. Certains handicaps peuvent rendre les transferts sur le siège ainsi que son utilisation plus risqués. De l'aide ou une supervision adéquate pourrait être recommandée.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.

Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

www.drivemedical.com